

— ABLYBIO, Help Your Research



Integrin alpha 9 (YD14505) Rabbit mAb

货号: **AYD15282**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	114kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse testis,mouse liver
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an alpha integrin. Integrins are heterodimeric integral membrane glycoproteins composed of an alpha chain and a beta chain that mediate cell-cell and cell-matrix adhesion. The protein encoded by this gene, when bound to the beta 1 chain, forms an integrin that is a receptor for VCAM1, cytotactin and osteopontin. Expression of this gene has been found to be upregulated in small cell lung cancers.
------	--

基因ID	3680
基因名	ITGA9
Swiss	Q13797 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13797/entry)
别名	Integrin alpha 9 (YD14505),Integrin alpha 9 (YD14505) Rabbit mAb,ITGA9,Integrin alpha-RLC

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)