

CD39 (YD14477) Rabbit mAb

货号: **AYD15290**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	58kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen,Rat lung
细胞定位	Membrane, caveola
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a plasma membrane protein that hydrolyzes extracellular ATP and A DP to AMP. Inhibition of this protein's activity may confer anticancer benefits. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	953
基因名	ENTPD1
Swiss	P49961
别名	CD39 (YD14477)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn