

— ABLYBIO, Help Your Research



# ICOS (YD14437) Rabbit mAb

货号: **AYD15301**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse thymus,Mouse spleen,Rat thymus
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It forms homodimers and plays an important role in cell-cell signaling, immune responses, and regulation of cell proliferation.
------	---

基因ID	29851
基因名	ICOS
Swiss	Q9Y6W8 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y6W8/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y6W8/entry</a> )
别名	ICOS (YD14437),ICOS (YD14437) Rabbit mAb,ICOS,Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule,ALLIM

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)