

— ABLYBIO, Help Your Research



CD31 (YD14419) Rabbit mAb

货号: **AYD15307**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	81kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937
细胞定位	Cell membrane, Membrane raft, Cell junction
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. The encoded protein is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation.
------	---

基因ID	18613
基因名	Pecam1
Swiss	Q08481 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q08481/entry)
别名	CD31 (YD14419),CD31 (YD14419) Rabbit mAb,Pecam1,Pecam,Pecam-1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)