

alpha 1 Fetoprotein (YD14411) Rabbit mAb

货号: **AYD15311**

产品信息


反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	67kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Binds estrogens, fatty acids and metals
基因ID	3134
基因名	Afp
Swiss	P02772
别名	alpha 1 Fetoprotein (YD14411)



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn