

Mannan Binding Lectin (YD14374) Rabbit mAb

货号: **AYD15324**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, Cell surface
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Calcium-dependent lectin, which acts as a pattern recognition receptor that initiates the lectin pathway of the complement system, a cascade of proteins that leads to phagocytosis and breakdown of pathogens and signaling that strengthens the adaptive immune system. Specifically recognizes and binds the mannose moiety of carbohydrates on the pathogen surface, activating the MASP1 serine protease and initiating the proteolytic cascade of the lectin complement pathway
基因ID	3134
基因名	Mbl2
Swiss	P41317

别名	Mannan Binding Lectin (YD14374)
----	---------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn