

CXCR4 (YD14372) Rabbit mAb

货号: **AYD15325**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,K-562,HeLa,SW480,B-cell,Mouse thymus
细胞定位	Cell membrane, Cell junction, Early endosome, Late endosome, Lysosome
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a CXC chemokine receptor specific for stromal cell-derived factor-1. The protein has 7 transmembrane regions and is located on the cell surface. It acts with the CD4 protein to support HIV entry into cells and is also highly expressed in breast cancer cells. Mutations in this gene have been associated with WHIM (warts, hypogammaglobulinemia, infections, and myelokathexis) syndrome. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
基因ID	7852
基因名	CXCR4
Swiss	P61073

别名	CXCR4 (YD14372)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn