

HAPLN1 (YD14309) Rabbit mAb

货号: **AYD15341**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A375,Mouse liver
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
基因ID	1404
基因名	HAPLN1
Swiss	P10915
别名	HAPLN1 (YD14309)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn