

— ABLYBIO, Help Your Research



SCGB3A2 (YD14295) Rabbit mAb

货号: **AYD15349**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,Raji,mouse lung, rat lung
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a secreted lung surfactant protein and a downstream target of thyroid transcription factor. A single nucleotide polymorphism in the promoter of this gene results in susceptibility to asthma.
------	--

基因ID	117156
基因名	SCGB3A2
Swiss	Q96PL1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96PL1/entry)
别名	SCGB3A2 (YD14295),SCGB3A2 (YD14295) Rabbit mAb,SCGB3A2,Pneumo secretory protein 1,Uteroglobin-related protein 1,PNSP1,UGRP1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)