

# Nrf2 Rabbit (YD14291) Rabbit mAb

货号: **AYD15352**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	68kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,C6
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Nucleus
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a transcription factor which is a member of a small family of basic leucine zipper (bZIP ) proteins. The encoded transcription factor regulates genes which contain antioxidant response elements (ARE) in their promoters; many of these genes encode proteins involved in response to injury and inflammation which includes the production of free radicals. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been characterized for this gene.
基因ID	4780
基因名	NFE2L2
Swiss	Q16236

别名	Nrf2 Rabbit (YD14291)
----	-----------------------

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)