

# Transferrin Receptor (YD14259) Rabbit mAb

货号: **AYD15365**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,PC-3
细胞定位	Cell membrane, Melanosome, Secreted
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a cell surface receptor necessary for cellular iron uptake by the process of receptor-mediated endocytosis. This receptor is required for erythropoiesis and neurologic development. Multiple alternatively spliced variants have been identified.
基因ID	7037
基因名	TFRC
Swiss	P02786
别名	Transferrin Receptor (YD14259)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)