

# Sca1/Ly6A/E (YD14247) Rabbit mAb

货号: **AYD15372**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse spleen,Mouse kidney
细胞定位	Cell membrane
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	T-cell activation.
基因ID	110454
基因名	Ly6a
Swiss	P05533
别名	Sca1/Ly6A/E (YD14247)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)