

— ABLYBIO, Help Your Research



Nkx3.1 (YD14240) Rabbit mAb

货号: **AYD15374**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LNCaP, Mouse kidney
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a homeobox-containing transcription factor. This transcription factor functions as a negative regulator of epithelial cell growth in prostate tissue. Aberrant expression of this gene is associated with prostate tumor progression. Alternate splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
------	---

基因ID	4824
基因名	NKX3-1
Swiss	Q99801 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99801/entry)
别名	Nkx3.1 (YD14240),Nkx3.1 (YD14240) Rabbit mAb,NKX3-1,Homeobox protein NK-3 homolog A,NKX3.1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)