

EEA1 (YD14220) Rabbit mAb

货号: **AYD15382**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	162kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HT-1080,LO2,Mouse kidney,Mouse lung,Rat brain
细胞定位	Early endosome membrane, Cytoplasm
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Binds phospholipid vesicles containing phosphatidylinositol 3-phosphate and participates in endosomal trafficking.
基因ID	8411
基因名	EEA1
Swiss	Q15075
别名	EEA1 (YD14220)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn