

— ABLYBIO, Help Your Research



# nkx6.1 (YD14200) Rabbit mAb

货号: **AYD15389**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	38kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,Rat pancreas
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	In the pancreas, NKX6.1 is required for the development of beta cells and is a potent bifunctional transcription regulator that binds to AT-rich sequences within the promoter region of target genes lype et al.
------	---

基因ID	4825
基因名	NKX6-1
Swiss	P78426 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P78426/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P78426/entry</a> )
别名	nkx6.1 (YD14200),nkx6.1 (YD14200) Rabbit mAb,NKX6-1,Homeobox protein NK-6 homolog A,NKX6A

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)