

G-CSF (YD14179) Rabbit mAb

货号: **AYD15397**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60,293T,Mouse liver
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a cytokine that controls the production, differentiation, and function of granulocytes. The active protein is found extracellularly. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
基因ID	1440
基因名	CSF3
Swiss	P09919
别名	G-CSF (YD14179)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn