

— ABLYBIO, Help Your Research



# ICAM1 (YD14170) Rabbit mAb

货号: **AYD15401**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes an integral membrane protein that binds leukocyte adhesion protein LFA-1. It participates in the innate immune response.
------	--

基因ID	15894
基因名	Icam1
Swiss	P13597 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P13597/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P13597/entry</a> )
别名	ICAM1 (YD14170),ICAM1 (YD14170) Rabbit mAb,Icam1,MALA-2,MyD10

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)