

CD34 (YD14162) Rabbit mAb

货号: **AYD15404**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat heart
细胞定位	Membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene may play a role in the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or to stromal cells. This single-pass membrane protein is highly glycosylated and phosphorylated by protein kinase C. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	947
基因名	CD34
Swiss	P28906

别名	CD34 (YD14162)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn