

— ABLYBIO, Help Your Research



IL-18 (YD14156) Rabbit mAb

货号: **AYD15406**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	DU145,HeLa,Raji(Negative control)
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine that augments natural killer cell activity in spleen cells, and stimulates interferon gamma production in T-helper type I cells. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	3606
基因名	IL18
Swiss	Q14116 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14116/entry)
别名	IL-18 (YD14156),IL-18 (YD14156) Rabbit mAb,IL18,lboctadekin,Interferon gamma-inducing factor,Interleukin-1 gamma,IGIF,IL1F4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)