

# Fatty Acid Synthase (YD14155) Rabbit mAb

货号: **AYD15407**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	273kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,A-549,Mouse liver,Mouse thymus,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm, Melanosome
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The enzyme encoded by this gene is a multifunctional protein. Its main function is to catalyze the synthesis of palmitate from acetyl-CoA and malonyl-CoA, in the presence of NADPH, into long-chain saturated fatty acids. In some cancer cell lines, this protein has been found to be fused with estrogen receptor-alpha (ER-alpha), in which the N-terminus of FAS is fused in-frame with the C-terminus of ER-alpha.
基因ID	2194
基因名	FASN
Swiss	P49327

别名	Fatty Acid Synthase (YD14155)
----	-------------------------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)