

# FOXO3A (YD14102) Rabbit mAb

货号: **AYD15429**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	71kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Nucleus, Mitochondrion matrix, Mitochondrion outer membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct fork head domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
基因ID	2309
基因名	FOXO3
Swiss	O43524

别名	FOXO3A (YD14102)
----	------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)