

# Granzyme B (YD14090) Rabbit mAb

货号: **AYD15432**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse large intestine
细胞定位	Secreted, Cytolytic granule
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Cytolytic T lymphocytes (CTL) and natural killer (NK) cells share the remarkable ability to recognize, bind, and lyse specific target cells. They are thought to protect their host by lysing cells bearing on their surface 'nonself' antigens, usually peptides or proteins resulting from infection by intracellular pathogens. The protein encoded by this gene is crucial for the rapid induction of target cell apoptosis by CTL in cell-mediated immune response.
基因ID	3002
基因名	GZMB
Swiss	P10144

别名	Granzyme B (YD14090)
----	----------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)