

— ABLYBIO, Help Your Research



Lymphocyte Activation Gene 3 (YD14078) Rabbit mAb

货号: **AYD15434**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Lymphocyte-activation protein 3 belongs to Ig superfamily and contains 4 extracellular Ig-like domains. The LAG3 gene contains 8 exons. The sequence data, exon/intron organization, and chromosomal localization all indicate a close relationship of LAG3 to CD4.
基因ID	3902
基因名	LAG3
Swiss	P18627 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P18627/entry)
别名	Lymphocyte Activation Gene 3 (YD14078),Lymphocyte Activation Gene 3 (YD14078) Rabbit mAb,LAG3,FD C

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)