

Uroplakin II (YD14053) Rabbit mAb

货号: **AYD15443**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	B-cell
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes one of the proteins of the highly conserved urothelium-specific integral membrane proteins of the asymmetric unit membrane which forms urothelium apical plaques in mammals. The asymmetric unit membrane is believed to strengthen the urothelium by preventing cell rupture during bladder distention. The encoded protein is expressed in the peripheral blood of bladder cancer patients with transitional cell carcinomas.
基因ID	7379
基因名	UPK2
Swiss	O00526

别名	Uroplakin II (YD14053)
----	------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn