

Calpain 1 (YD14045) Rabbit mAb

货号: **AYD15448**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	82kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,BxPC-3,U-937,Mouse brain
细胞定位	Cytoplasm, Cell membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The calpains, calcium-activated neutral proteases, are nonlysosomal, intracellular cysteine proteases. The mammalian calpains include ubiquitous, stomach-specific, and muscle-specific proteins. The ubiquitous enzymes consist of heterodimers with distinct large, catalytic subunits associated with a common small, regulatory subunit. This gene encodes the large subunit of the ubiquitous enzyme, calpain 1. Several transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
基因ID	823
基因名	CAPN1
Swiss	P07384

别名	Calpain 1 (YD14045)
----	---------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn