

— ABLYBIO, Help Your Research



# LYPD3 (YD14042) Rabbit mAb

货号: **AYD15449**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,MCF7,HT-29
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Supports cell migration. May be involved in urothelial cell-matrix interactions. May be involved in tumor progression.
------	--

基因ID	27076
基因名	LYPD3
Swiss	O95274 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95274/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95274/entry</a> )
别名	LYPD3 (YD14042),LYPD3 (YD14042) Rabbit mAb,LYPD3,GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog,Matrigel-induced gene C4 protein,C4.4A

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)