

LYPD3 (YD14042) Rabbit mAb

货号: **AYD15449**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,MCF7,HT-29
细胞定位	Cell membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Supports cell migration. May be involved in urothelial cell-matrix interactions. May be involved in tumor p rogression.
基因ID	27076
基因名	LYPD3
Swiss	O95274
别名	LYPD3 (YD14042)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn