

LMO4 (YD14011) Rabbit mAb

货号: **AYD15460**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	18kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,MCF7,PC-3,Mouse kidney,Rat lung,Rat brain,Rat kidney
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cysteine-rich protein that contains two LIM domains but lacks a DNA-binding homeo domain. The encoded protein may play a role as a transcriptional regulator or as an oncogene. [provided by RefSeq, Aug 2008]
基因ID	8543
基因名	LMO4
Swiss	P61968
别名	LMO4 (YD14011)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn