

— ABLYBIO, Help Your Research



COUP TF1 (YD14003) Rabbit mAb

货号: **AYD15465**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Coup (chicken ovalbumin upstream promoter) transcription factor binds to the ovalbumin promoter and, in conjunction with another protein (S300-II) stimulates initiation of transcription. Binds to both direct repeats and palindromes of the 5'-AGGTCA-3' motif. Represses transcriptional activity of LHCG
------	---

基因ID	7025
基因名	NR2F1
Swiss	P10589 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10589/entry)
别名	COUP TF1 (YD14003),COUP TF1 (YD14003) Rabbit mAb,NR2F1,COUP transcription factor I,Nuclear recept or subfamily 2 group F member 1,V-erbA-related protein 3,EAR3,ERBAL3,TFCOUP1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)