

— ABLYBIO, Help Your Research



Hes1 (YD13967) Rabbit mAb

货号: **AYD15470**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,SKOV3
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This protein belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. It is a transcriptional repressor of genes that require a bHLH protein for their transcription. The protein has a particular type of basic domain that contains a helix interrupting protein that binds to the N-box rather than the canonical E-box.
------	---

基因ID	3280
基因名	HES1
Swiss	Q14469 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14469/entry)
别名	Hes1 (YD13967),Hes1 (YD13967) Rabbit mAb,HES1,Class B basic helix-loop-helix protein 39,Hairy and enhancer of split 1,Hairy homolog,Hairy-like protein,BHLHB39,HL,HRY

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)