

— ABLYBIO, Help Your Research



Prostaglandin E Receptor EP2 (YD13957) Rabbit mAb

货号: **AYD15472**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,SW480,22Rv1,OVCAR3
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a receptor for prostaglandin E2, a metabolite of arachidonic acid which has different biologic activities in a wide range of tissues. Mutations in this gene are associated with aspirin-induced susceptibility to asthma.
基因ID	5732
基因名	PTGER2
Swiss	P43116
别名	Prostaglandin E Receptor EP2 (YD13957),Prostaglandin E Receptor EP2 (YD13957) Rabbit mAb,PTGER2,Prostanoid EP2 receptor

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)