

— ABLYBIO, Help Your Research



Keratin 12 (YD13873) Rabbit mAb

货号: **AYD15483**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 54kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Mouse brain,Mouse eye,Rat brain |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|---|
| 研究背景 | KRT12 encodes the type I intermediate filament chain keratin 12, expressed in corneal epithelia. Mutations in this gene lead to Meesmann corneal dystrophy. |
| 基因ID | 3859 |

| | |
|-------|--|
| 基因名 | KRT12 |
| Swiss | Q99456 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99456/entry) |
| 别名 | Keratin 12 (YD13873),Keratin 12 (YD13873) Rabbit mAb,KRT12,Cytokeratin-12,Keratin-12 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)