

# Keratin 12 (YD13873) Rabbit mAb

货号: **AYD15483**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse eye,Rat brain
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	KRT12 encodes the type I intermediate filament chain keratin 12, expressed in corneal epithelia. Mutations in this gene lead to Meesmann corneal dystrophy.
基因ID	3859
基因名	KRT12
Swiss	Q99456
别名	Keratin 12 (YD13873)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)