

CD168 (YD13818) Rabbit mAb

货号: **AYD15491**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	84kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse lung,Mouse spleen,Mouse small intestine,Mouse thymus,Rat testis
细胞定位	Cell surface, Cytoplasm, cytoskeleton, spindle
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is involved in cell motility. It is expressed in breast tissue and together with other proteins, it forms a complex with BRCA1 and BRCA2, thus is potentially associated with higher risk of breast cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.
基因ID	3161
基因名	HMMR
Swiss	O75330

别名	CD168 (YD13818)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn