

Choline Acetyltransferase (YD13755) Rabbit mAb

货号: **AYD15501**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	72kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalyzes the reversible synthesis of acetylcholine (ACh) from acetyl CoA and choline at cholinergic synapses
基因ID	3134
基因名	CHAT
Swiss	P13222

别名	Choline Acetyltransferase (YD13755)
----	-------------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn