

Neurogenin 2 (YD13617) Rabbit mAb

货号: **AYD15526**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	29kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C6,SH-SY5Y,Neuro-2a,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a neural-specific basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that can specify a neuronal fate on ectodermal cells and is expressed in neural progenitor cells within the developing central and peripheral nervous systems. The protein product of this gene also plays a role in the differentiation and survival of midbrain dopaminergic neurons. [provided by RefSeq, Apr 2012]
基因ID	63973
基因名	NEUROG2
Swiss	Q9H2A3

别名	Neurogenin 2 (YD13617)
----	------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn