

CCL6 (YD13488) Rabbit mAb

货号: **AYD15559**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	13kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Chemotactic factor that attracts mostly macrophage, but it can also attract B cells, CD4(+) lymphocytes and eosinophils
基因ID	3134
基因名	Ccl6
Swiss	P27784
别名	CCL6 (YD13488)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn