

— ABLYBIO, Help Your Research



# Cytokeratin 7 (YD13480) Rabbit mAb

货号: **AYD15562**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	51kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells
基因ID	3134

基因名	Krt7
Swiss	Q9DCV7 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9DCV7/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9DCV7/entry</a> )
别名	Cytokeratin 7 (YD13480),Cytokeratin 7 (YD13480) Rabbit mAb,Krt7,Cytokeratin-7,Keratin-7,Type-II keratin Kb7,Krt2-7

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)