

Apolipoprotein A II (YD13360) Rabbit mAb

货号: **AYD15602**

产品信息


反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	11kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Human plasma
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes apolipoprotein (apo-) A-II, which is the second most abundant protein of the high density lipoprotein particles. The protein is found in plasma as a monomer, homodimer, or heterodimer with a polipoprotein D. Defects in this gene may result in apolipoprotein A-II deficiency or hypercholesterolemia.
基因ID	336
基因名	APOA2
Swiss	P02652
别名	Apolipoprotein A II (YD13360)



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn