

CD2 (YD13342) Rabbit mAb

货号: **AYD15606**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Molt-4,Jurkat
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a surface antigen found on all peripheral blood T-cells. The encoded protein interacts with LFA3 (CD58) on antigen presenting cells to optimize immune recognition. A locus control region (LCR) has been found in the 3' flanking sequence of this gene. [provided by RefSeq, Jun 2016]
基因ID	914
基因名	CD2
Swiss	P06729

别名	CD2 (YD13342)
----	---------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn