

— ABLYBIO, Help Your Research



# Cdc25C (YD13220) Rabbit mAb

货号: **AYD15624**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse thymus,Rat thymus
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a conserved protein that plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It also suppresses p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described.
------	--

基因ID	995
基因名	CDC25C
Swiss	P30307 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30307/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30307/entry</a> )
别名	Cdc25C (YD13220),Cdc25C (YD13220) Rabbit mAb,CDC25C,Dual specificity phosphatase Cdc25C

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)