

TRF2 (YD13161) Rabbit mAb

货号: **AYD15641**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	60kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HeLa,Mouse lung
细胞定位	Nucleus, Chromosome, telomere
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a telomere specific protein, TERF2, which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres in metaphase of the cell cycle, is a second negative regulator of telomere length and plays a key role in the protective activity of telomeres. While having similar telomere binding activity and domain organization, TERF2 differs from TERF1 in that its N terminus is basic rather than acidic.
基因ID	7014
基因名	TERF2
Swiss	Q15554

别名	TRF2 (YD13161)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn