

FCGR1A (YD13098) Rabbit mAb

货号: **AYD15659**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	43kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	RAW264.7,Mouse liver,Rat lung
细胞定位	Cell membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that plays an important role in the immune response. This protein is a high-affinity Fc-gamma receptor. The gene is one of three related gene family members located on chromosome 1.
基因ID	2209
基因名	FCGR1A
Swiss	P12314
别名	FCGR1A (YD13098)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn