

EGFR (YD12889) Rabbit mAb

货号: **AYD15699**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	134kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Endoplasmic reticulum membrane, Golgi apparatus membrane, Nucleus membrane, Endosome, Endosome membrane, Nucleus, Secreted
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein that is a member of the protein kinase superfamily. This protein is a receptor for members of the epidermal growth factor family. EGFR is a cell surface protein that binds to epidermal growth factor. Binding of the protein to a ligand induces receptor dimerization and tyrosine autophosphorylation and leads to cell proliferation. Mutations in this gene are associated with lung cancer.
基因ID	1956
基因名	EGFR

Swiss	P00533
别名	EGFR (YD12889)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn