

# Vitamin D Binding protein (YD12868) Rabbit mAb

货号: **AYD15703**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">ICC/IF</a> <a href="#">FC</a>
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Human serum,Mouse serum,THP-1
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the albumin gene family. It is a multifunctional protein found in plasma, ascitic fluid, cerebrospinal fluid and on the surface of many cell types. It binds to vitamin D and its plasma metabolites and transports them to target tissues. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	2638
基因名	GC

Swiss	P02774
别名	Vitamin D Binding protein (YD12868)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)