

N Cadherin (YD12803) Rabbit mAb

货号: **AYD15715**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	
理论分子量	100kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart
细胞定位	Cell membrane, sarcolemma, Cell junction, Cell surface, desmosome, adherens junction, Cell projection, axon
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a classical cadherin and member of the cadherin superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein is proteolytically processed to generate a calcium-dependent cell adhesion molecule and glycoprotein. This protein plays a role in the establishment of left-right asymmetry, development of the nervous system and the formation of cartilage and bone.
基因ID	1000
基因名	CDH2

Swiss	P19022
别名	N Cadherin (YD12803)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn