

CD11c (YD12800) Rabbit mAb

货号: **AYD15717**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	128kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Integrin alpha-X/beta-2 is a receptor for fibrinogen. It recognizes the sequence G-P-R in fibrinogen. It mediates cell-cell interaction during inflammatory responses. It is especially important in monocyte adhesion and chemotaxis. Functions as a receptor of the erythrocyte-specific adhesion molecule ICAM4 and mediates erythrophagocytosis (PubMed:16985175)
基因ID	3687
基因名	ITGAX
Swiss	P20702

别名	CD11c (YD12800)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn