

CD40L (YD12776) Rabbit mAb

货号: **AYD15722**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	29kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse thymus
细胞定位	Cell membrane, Cell surface, Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is expressed on the surface of T cells. It regulates B cell function by engaging CD40 on the B cell surface. A defect in this gene results in an inability to undergo immunoglobulin class switch and is associated with hyper-IgM syndrome.
基因ID	959
基因名	CD40LG
Swiss	P29965
别名	CD40L (YD12776)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn