

PI3-Kinase p110 delta (YD12763) Rabbit mAb

货号: **AYD15724**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	119kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse thymus
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate inositol lipids and are involved in the immune response. The protein encoded by this gene is a class I PI3K found primarily in leukocytes. Like other class I PI3Ks (p110-alpha p110-beta, and p110-gamma), the encoded protein binds p85 adapter proteins and GTP-bound RAS. However, unlike the other class I PI3Ks, this protein phosphorylates itself, not p85 protein.
基因ID	5293
基因名	PIK3CD
Swiss	O00329

别名	PI3-Kinase p110 delta (YD12763)
----	---------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn