

— ABLYBIO, Help Your Research



EB3 (YD12627) Rabbit mAb

货号: **AYD15750**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse kidney
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the RP/EB family of genes. The protein localizes to the cytoplasmic microtubule network and binds APCL, a homolog of the adenomatous polyposis coli tumor suppressor gene.
------	--

基因ID	22924
基因名	MAPRE3
Swiss	Q9UPY8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UPY8/entry)
别名	EB3 (YD12627),EB3 (YD12627) Rabbit mAb,MAPRE3,EB1 protein family member 3,End-binding protein 3,RP3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)